


## Коммерческое предложение

ООО «Нейроботикс», Россия ([www.neurobotics.ru](http://www.neurobotics.ru)) предлагает поставить следующее оборудование для нейроуправления:

№	Оборудование	Цена за шт, Р
1.	<p><b>«Нейробелт-8+»</b></p> <p>Система для длительной регистрации и передачи по радиоканалу до 8 каналов ЭЭГ/ЭОГ и используется в составе компьютерной системы, обеспечивающей беспроводной прием данных и их обработку, при исследовании биосигналов человека.</p> <p>Основные характеристики и преимущества системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Длительность работы не менее 10 часов от полностью заряженного аккумулятора, более 100 суток в режиме ожидания</li> <li>• Дальность передачи 10-20 метров</li> <li>• Вес усилителя - 40 грамм</li> <li>• Вес усилителя вместе с шапочкой и электродами – 70 грамм</li> </ul> <p>В состав комплекта входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8-ми канальный беспроводной усилитель Нейробелт</li> <li>• ЭЭГ-шлем</li> <li>• Проводное зарядное устройство</li> <li>• Радиомодуль с USB интерфейсом</li> <li>• Прикладное программное обеспечение для регистрации ЭЭГ и мониторинга уровня основных ритмов</li> <li>• Поставка программного обеспечения для тренировки нейропилотирования</li> </ul> <p><a href="http://neurobotics.ru/products/neurobelt">http://neurobotics.ru/products/neurobelt</a></p>	80 000



2.	<p><b>«Нейровизор-БММ-36»</b> Система для регистрации и анализа ЭЭГ/ВП и психофизиологических параметров, включающая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NVX36 - 36-и канальный усилитель, включая 32 канала биопотенциалов (ЭЭГ, ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ) и 4 канала психофизиологических сигналов, например фотоплетизмограммы (ФПГ), кожно-гальванической реакции (КГР), дыхания по назальному потоку или растяжению грудной/брюшной стенки, движения (по 3-х осевому акселерометру). Скоростные параметры как у биоусилителя NVX24. 9 входных (+1 выходной) цифровых триггерных каналов TTL уровня. Дисплей на передней панели для показа состояния прибора и импеданса.</li> <li>• USB-кабель (5 м) для подключения усилителя к компьютеру</li> <li>• Программа <b>Неокортекс</b> в базовой конфигурации на CD-диске, характеристики как и для системы <b>Нейровизор-БММ-24</b></li> <li>• Руководство пользователя</li> <li>• Ключ защиты ПО</li> <li>• Комплект из 52 Ag/AgCl (sintered) ЭЭГ электродов, 2-х шапочек для системы 10-10 (размеры – большой и средний), 2 ушных адаптера.</li> <li>• Набор из 2-х стоек для биоусилителя и фотостимулятора</li> <li>• ЭЭГ гель типа «унимакс»</li> <li>• Модуль расширения ПО для регистрации психофизиологических сигналов (при подключении соответствующих датчиков)</li> </ul>	230 000
----	--	---------



**Поставка и другие условия:**

1. Гарантия - 1 год.
2. Поставка осуществляется сроком от 4 до 12 недель.
3. Стоимость доставки не включена в стоимость коммерческого предложения.
4. Стоимость пуско-наладки рассчитывается с учётом авиаперелёта и проживания в гостинице в течении 3-4 дней.